



**Une gamme complète de solutions
uniques et innovantes**



Fiabilité et simplicité d'utilisation



**Systèmes de VNG, VHIT, Fauteuil rotatoire,
Vibrateur vestibulaire**

VNG SYNAPSYS



Le **VNG SYNAPSYS** propose une large gamme de tests, y compris des tests vestibulaires et oculo-moteurs. À ce jour, le VNG SYNAPSYS est le seul système disponible sur le marché avec une caméra sans fil qui offre une expérience utilisateur inégalée en matière de mobilité du patient, de liberté de mouvement et de flexibilité d'utilisation. Le VNG SYNAPSYS est également disponible avec une caméra filaire standard.

- Matériel unique, système évolutif
- Caméra sans fil avec capteur de vitesse et position disponible
- Lunettes ultra-légères et adaptables
- Système unique de suivi des mouvements oculaires

MED4 SYNAPSYS



Le fauteuil rotatoire **MED4 SYNAPSYS** complète la batterie de tests vidéo-nystagmographiques avec des examens cinétiques rotationnels. Les tests cinétiques permettent l'étude des nystagmus induits par les accélérations angulaires appliquées au système vestibulaire, avec ou sans référence visuelle.

- Large gamme d'examens cinétiques
- Confort et sécurité maximum pour le patient
- Si combiné avec VNG sans fil, la liberté de mouvement est maximale



L'intégration entre les appareils de diagnostic et les logiciels est essentielle pour optimiser la pratique quotidienne, tout en gardant la priorité sur le patient.

Avec **Maestro**, il suffit de quelques clics pour stocker tous les examens instrumentaux dans un seul dossier, également accessible à distance.

Maestro

VHIT SYNAPSYS



Le **VHIT SYNAPSYS** est un système unique représentant une avancée fondamentale dans l'évaluation du système vestibulaire. Il ne nécessite pas le port de lunettes par le patient : tous les résultats sont obtenus à partir de l'analyse des mouvements de la tête et des yeux du patient, enregistrés à partir d'une caméra déportée. Le VHIT SYNAPSYS est le choix idéal pour les médecins ORL, les kinésithérapeutes et les vestibulogues qui recherchent un équipement fiable, précis et à la pointe de la technologie.

- Système de caméra à distance
- Test complet en moins de 5 minutes
- Test réalisable sur des enfants de tous âges
- Observation simultanée des mouvements des yeux et de la tête



Vibreur Vestibulaire SYNAPSYS

Le **vibreur vestibulaire SYNAPSYS** est conçu pour favoriser la détection du nystagmus induit par vibrations (VIN). Le vibreur multifréquence permet de détecter les dysfonctionnements vestibulaires unilatéraux et surtout les déficits compensés.

- Examen rapide et fiable
- Confort du patient : test indolore
- 3 fréquences disponibles (30, 60 & 100 Hz)
- Si combiné avec VNG sans fil, la liberté de mouvements est maximale

Vestibulométrie • Diagnostic

La gamme SYNAPSYS d'équipements de vestibulométrie se caractérise par des solutions innovantes et uniques qui peuvent offrir une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées.

Vestibulométrie



VHIT SYNAPSYS

Video Head Impulse Test

Vestibulométrie



VNG SYNAPSYS

Vidéonystagmographie

Vestibulométrie



MED4 SYNAPSYS

Fauteuil rotatoire

Vestibulométrie



Vibrateur vestibulaire SYNAPSYS

Vibrateur vestibulaire multifréquence

www.inventis.it/fr-fr

A background image of a theater with blue seats and one orange seat in the center. The word 'academia' is written on the orange seat.

academia
Webinaires. Savoir. Inventis.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé de tous les rendez-vous Academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75