



Harmonica

VIDEO OTOSCOPIO



DESCRIZIONE

Harmonica è un video-otoscopio digitale cablato che integra una telecamera ad alta definizione chip-on-tip e un sistema LED per garantire la migliore illuminazione del timpano.

Dopo l'uso, Harmonica può essere facilmente riposizionato sulla sua pratica base (inclusa).

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Illuminazione: LED, controllo automatico dell'intensità luminosa

Tipo di sensore: CMOS

Risoluzione: 1280 x 720

Distanza di lavoro: 10-25 mm, ottimale 15mm

Speculum compatibili:

- Heine AllSpec® Ø 4mm
- Inventis cerumen removal

INTERFACCIA COMPUTER

Connessione: tramite porta USB 2.0, senza driver

Lunghezza cavo: 2.8 m / 110.2 in.

CONSUMO

Corrente assorbita: 250 mA

Direttamente fornita dalla porta USB del computer (5V DC)

MECCANICHE

Manipolo:

Dimensioni (WxHxD): 3.5 x 17 x 3 cm / 1.4 x 6.7 x 1.2 in

Peso: 80 g / 2.8 oz

Base:

Dimensioni (WxHxD): 7.5 x 12.5 x 11.5 cm / 3 x 5 x 4.5 in

Peso: 150 g / 5.3 oz

IMBALLAGGIO

Dimensioni (WxDxH): 34 x 23 x 16 cm / 13.4 x 9 x 6.3 in

Peso: 1.2Kg / 2.6lb

STANDARD APPLICABILI

IP classification: IP54 - The device is not autoclavable.

Sicurezza elettrica: EN 60601-1, class II, type BF

EN 60601-2-18

EMC:

EN 60601-1-2

CLASSIFICAZIONE MDR

Classificazione MDR (EU) 2017/745: Classe I senza funzione di misura

Regola di classificazione (Annex VIII, MDR (EU) 2017/745): 10

CODICE PRODOTTO

12205: Video otoscopio Harmonica

PARTI INCLUSE

- Video otoscopio Harmonica
- Base
- Set di campioni Heine specula
- Set di campioni Inventis cerumen removal specula
- Manuale utente
- Inventis Software Suite

PARTI OPZIONALI

- 10125: Pacco di 1000 Heine AllSpec Disposable Oscope Tips diam. 4 mm
- 11518: Pacco di 30 Inventis cerumen removal specula
- 11561: Pacco di 100 Inventis cerumen removal specula

CODICI CND/RDM

- CND: Z12021009
- RDM: 2515324

Harmonica è sviluppato da:

INVENTIS S.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOVA - ITALY

PHONE: +39.049.8962 844

FAX: +39.049.8966 343

info@inventis.it

www.inventis.it

Seguici su LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/inventis-srl>

Il Sistema Qualità Inventis è conforme allo standard ISO 13485.

Inventis® è un marchio registrato da INVENTIS S.r.l.