



## MediCam HD

CAMERA ENDOSCOPICA AD ALTA RISOLUZIONE

### DESCRIZIONE

La telecamera endoscopica MedicamHD perfetta per acquisire immagini Full HD con una sorgente luminosa integrata e design impermeabile, l'obiettivo incluso è ideale per endoscopie. Leggera e facile da usare, offre un'esperienza di imaging avanzata e gestione efficiente dei pazienti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MedicamHD:

- **Alimentazione:** 5V - 0,7A via connessione USB 3.0 con il computer
- **Dimensioni:** 45x45x80 mm
- **Peso:** 200 ±10g
- **Tipologia Sensore:** CMOS rolling Shutter
- **Risoluzione Video:** 1920x1080 a 30fps
- **Interfaccia:** USB 3.0 tipo A
- **Adattatore Ottico:** Supporta tutti i tipi di adattatore ottico di tipo C
- **Tre Pulsanti Funzione programmabili:** Scatta foto, Acquisizione video e controllo luminosità

#### Sorgente luminosa removibile:

- **Potenza:** 5 watt
- **Intensità Luminosa Massima:** 282.000 lux
- **Temperatura di Colore:** 5700K
- **Durata:** 20.000 ore
- **Lunghezza del Cavo:** 500mm
- **Controllo dell'Intensità Luminosa:** 5 livelli

#### Funzionalità aggiuntive:

- Regolazione del bilanciamento del bianco
- Compatibilità con Maestro modulo Video Plus

### CARATTERISTICHE TECNICHE SOFTWARE:

#### Requisiti Minimi per uso con Maestro (Richiede Licenza Video Plus):

- **CPU:** Intel i5 10gen
- **RAM:** 16GB
- **Sistema Operativo:** Windows pro 10 o 11
- **Risoluzione Schermo:** 1920 x 1080

### CODICI D'ACQUISTO:

**12130:** MediCam HD – Telecamera endoscopica USB FullHD

**12155:** Licenza Maestro Video Plus – Supporta MediCam HD, Flexia 2, MediCam Basic/Plus/LT

### FABBRICANTE

#### North-Southern Electronics Limited

Rm. 201-01, No.3 Tianfeng Rd., Science City, High-tech Industrial Development Zone, Guangzhou City, Guangdong Province, 510530, P.R. China

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO

CORSO STATI UNITI, 1/3 | TEL: +39 049.8962 844  
35127 PADOVA - ITALIA | FAX: +39 049.8966 343

C.F./P.IVA:IT03957810280 |  
R.E.A. PD 350789

INFO@INVENTIS.IT  
WWW.INVENTIS.IT