



Harmonica

OTOSCOPE VIDÉO



DESCRIPTION

Harmonica est un otoscope vidéo numérique filaire qui intègre une caméra haute définition avec puce sur pointe et un système LED pour assurer un éclairage optimal du tympan.

Après utilisation, Harmonica peut être facilement placé dans son support pratique (inclus).

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Éclairage : LED, adaptation automatique de la puissance lumineuse

Type de capteur : CMOS

Résolution : 1280 x 720

Distance de travail : 10-25 mm, optimale 15 mm

Spéculum compatible :

- Heine AllSpec® Ø 4 mm
- Élimination du cérumen Inventis

INTERFACE ORDINATEUR

Connexion : port USB 2.0, sans pilote

Longueur du câble : 2,8 m / 110,2 pouces

CONSOMMATION

Courant absorbé : 250 mA

Alimenté directement depuis le port USB de l'ordinateur [5 V DC]

MÉCANIQUE

Appareil :

- Taille (LxHxP) : 3,5 x 17 x 3 cm / 1,4 x 6,7 x 1,2 pouces
- Poids : 80 g / 2,8 onces

Support :

- Taille (LxHxP) : 7,5 x 12,5 x 11,5 cm / 3 x 5 x 4,5 pouces
- Poids : 150 g / 5,3 onces

EMBALLAGE DE TRANSPORT

Taille (LxPxH) : 34 x 23 x 16 cm / 13,4 x 9 x 6,3 pouces

Poids brut : 1,2 kg / 2,6 livres

NORMES APPLICABLES

Classement PI : PI54. L'appareil n'est pas autoclavable.

Sécurité électrique : EN 60601-1, classe II, type BF

EN 60601-2-18

CEM : EN 60601-1-2

CLASSIFICATION MDR

Classification MDR (UE) 2017/745 : Classe I sans fonction de mesure

Règle de classification (Annexe VIII, MDR (UE) 2017/745) : 10

REF PRODUIT

12205 : Otoscope vidéo Harmonica

PIÈCES INCLUSES

- Appareil Harmonica
- Support
- Ensemble d'échantillons de spécimens Heine
- Jeu de spécimens pour l'élimination du cérumen Inventis
- Manuel de l'utilisateur
- Suite logicielle Inventis

ACCESSOIRES OPTIONNELS (avec réf article)

- 10125 : paquet de 250 embouts d'otoscope jetables Heine AllSpec diamètre. 4 mm
- 11518 : Paquet de 30 spécimens élimination de cérumen Inventis
- 11561 : Paquet de 100 spécimens élimination de cérumen Inventis