

AUDIOMETRI



# Piccolo

Audiometro Portatile



**L'orchestra perfetta**

La linea completa per ORL e Audioprotesisti

- VO e Vocale, QuickSIN™
- Pesa meno di 300 grammi
- Soluzione conveniente
- Audiometro di toni puri di Tipo 3

IDEATO, PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA





**INCREDIBILMENTE PORTATILE**

Piccolo è estremamente leggero (meno di 300 grammi), vanta un ingombro molto ridotto, e non ha nemmeno bisogno di un alimentatore quando viene controllato attraverso il computer. È quindi la soluzione perfetta per chi cerca un audiometro portatile di alta qualità.

**CONTROLLO COMPUTER**

Basta collegare Piccolo alla porta USB del computer e si è pronti ad utilizzarlo. Non c'è bisogno di installare un driver o la presa anche in un alimentatore. È possibile controllare Piccolo attraverso l'interfaccia incredibilmente facile da usare del Maestro, disponibile anche per il software Noah.

**DATI TECNICI**

**AUDIOMETRIA**

Intensità: ..... VA: da -10 a 120 dB HL  
 ..... VO: da -10 a 80 dB HL  
 Freq. intervallo: ..... 125-8000 Hz  
 Ingresso: ..... Basic, Plus: continuo, warble  
 ..... Speech: continuo, warble, EXT1, EXT2, Mic  
 Masking: ..... Basic, Plus: NBN  
 ..... Speech: NBN, WN, SN  
 Uscita: ..... Basic: VA L + R  
 ..... Plus, Speech: VA L + ,VO  
 Talk-over: ..... Microfono esterno

**CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO**

Conn. PC: ..... USB  
 SW compatibile: ..... Inventis Maestro (stand-alone o modulo Noah)  
 Lingua: ..... Interfaccia multilingue  
 Dimensioni: ..... 16 x 16 x 3 cm  
 ..... 6.3 x 6.3 x 1.2 in (PxLxA)  
 Peso: ..... 0,31 kg / 0.68 lbs

\_\_\_ Piccolo è un audiometro diagnostico portatile, che offre funzionalità in via aerea, ossea e audiometria vocale. Piccolo può essere controllato da un computer che esegue Windows.

Un design leggero e compatto, potente, il software user-friendly, e la connettività NOAH si combinano per rendere Piccolo la scelta ideale per professionisti in movimento.

**I MODELLI**

Per soddisfare le diverse esigenze, Piccolo è disponibile in tre versioni:

- **Basic:** Tono audiometria pura - solo uscita VA
- **Plus:** Puro tono audiometria - uscite VA e VO
- **Speech:** Tono puro e audiometria vocale - uscite VA e VO. Solo il modello vocale include il Master Hearing Aid a 2 canali e QuickSIN™.



Trovate i nostri distributori su:  
[www.inventisbiomedica.it](http://www.inventisbiomedica.it)

Scopri l'orchestra completa a: [www.inventisbiomedica.it](http://www.inventisbiomedica.it)

