



# Maestro

SOFTWARE

## DESCRIZIONE

Maestro è il software per la gestione dei dati dei pazienti che consente l'interfacciamento, il controllo e il trasferimento degli esami con tutti i dispositivi Inventis.

## MODALITA' OPERATIVE

- Modulo Noah
- Stand-Alone con database proprietario
- Stand-Alone senza funzioni database (file based)
- Terze parti (scambio di dati con applicazioni esterne): protocollo proprietario MII e standard GDT

## TEST DISPONIBILI

- Esami audiologici
- REM
- HIT
- Video-Otoscoopia
- Acquisizione immagini e video
- Questionario
- Audiometria e Video-Otoscoopia remota

## STRUMENTI COMPATIBILI

- Triangle (Audiometro)
- Bell (Audiometro)
- Harp (Audiometro)
- Piano (Audiometro)
- Piccolo (Audiometro)
- Cello (Audiometro)
- Trumpet (REM, Audiometro)
- Drum (HIT)
- Flute (Impedenzometro)
- Clarinet (Impedenzometro)
- Viola (Impedenzometro, Audiometro)
- Timpani (Timpanometro, Audiometro portatile)
- Delfino (Otoscopio)
- MediCam (camera per video-endoscopia)
- Convertitore video Analogico-USB

## CONNESSIONE

USB

## REQUISITI MINIMI PC

Processore: Intel® i5, 6<sup>a</sup> generazione o superiore, 8 GB RAM

Display:

- Risoluzione: 1366x768 (16:9) o superiore
- Scala e Layout: 100% dpi (consigliato)\*

Sistema Operativo: Windows 10 e Windows 11, 32 o 64 bits

\*: possono essere impostate dimensioni più elevate, ma non con la risoluzione display più bassa

## REQUISITI MINIMI NOAH

NOAH 4.4 o superiori (o sistemi che supportano NOAH 4.4 o superiori)

## SUPPORTO SOFTWARE

Tool di assistenza remota: incluso

## AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Disponibili gratuitamente

## INTERFACCIA MII

Libreria per interfacciare Maestro con software di terze parti disponibile su richiesta (è richiesto l'intervento di un tecnico IT)

Maestro è sviluppato da:

### INVENTIS s.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOVA – ITALIA

TELEFONO: +39.049.8962 844

FAX: +39.049.8966 343

info@inventis.it

www.inventis.it

Inventis® is a registered trademark of Inventis s.r.l.