

FITTING

Video Otoscope H

Video Otoscopio



L'orchestra perfetta
La linea completa per ORL e Audioprotesisti



- Immagini di alta qualità (Full-HD)
- Display incorporato
- Modalità Live view con Maestro
- Adatto per la video-otoscopia remota

Video Otoscope H

Video Otoscopio



Video Otoscope H è un video otoscopio digitale portatile, ergonomico e compatto, estremamente facile da trasportare. Il dispositivo comprende la telecamera, l'illuminazione a LED, il display e la batteria ricaricabile.

È completamente integrato con il software Maestro: può essere utilizzato in connessione con il PC per memorizzare le immagini direttamente nel database, oppure come dispositivo autonomo e scaricare successivamente le immagini acquisite. L'immagine dal vivo può essere visualizzata sia in Maestro che sul display integrato.

Può essere utilizzato anche con il software Satellite per la video otoscopia a distanza.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE DELLE USCITE VIDEO

Digitale: USB 2.0 (mini-USB)

AV composito

USO CON MAESTRO E SATELLITE

- Immagine e acquisizione in tempo reale
- Trasferimento dati
- Video otoscopia a distanza

ALIMENTATORE

Output: 5V DC, 1,2A

Input: 100-240 V CA, 50/60 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 7 x 18 x 7 cm

Peso: 200 g

STANDARD APPLICABILI

Sicurezza elettrica: EN 60601-1

EMC: EN 60601-1-2

CLASSIFICAZIONI MDR

Classificazione MDR (UE) 2017/745: Classe I (Regola 13)

REQUISITI MINIMI DEL COMPUTER

Fare riferimento alle specifiche tecniche del software Maestro per le indicazioni sui requisiti minimi di sistema.



Trova il tuo commerciale di zona su:
www.inventis.it

Scopri l'orchestra completa a: www.inventis.it

