



Video Otoscopio Horus

VIDEO OTOSCOPIO DIGITALE

DESCRIZIONE

Il Video Otoscopio Horus è un video otoscopio digitale portatile. Il manipolo integra la videocamera, l'illuminazione LED, il display e la batteria ricaricabile.

È completamente integrato con il software Maestro: può essere usato in connessione al PC per salvare le immagini direttamente nel database, oppure come un dispositivo a sé stante per scaricare successivamente le immagini acquisite. L'immagine dal vivo può essere vista sia in Maestro che sullo schermo integrato.

Può essere anche utilizzato con il software Satellite per la video otoscopia remota.

MANIPOLO

Illuminazione: LED bianco naturale

Risoluzione: 1440 x 1080 pixel

Display: TFT-LCD

Messa a fuoco: manuale

Range di messa a fuoco: 25-100 mm

Batteria: batteria al litio ricaricabile

Autonomia batteria: 4 ore

Tempo di ricarica: 4.5 ore

Salvataggio file: scheda SD da 8 GB (inclusa), supporta schede SD da 2 GB a 32 GB (formato FAT)

CARATTERISTICHE DELL'USCITA VIDEO

Digitale: USB 2.0 (mini USB)

AV composito

UTILIZZO CON MAESTRO E SATELLITE

- Visualizzazione in diretta e acquisizione immagini
- Trasferimento dati
- Video otoscopia remota

ALIMENTAZIONE

Uscita: 5V DC, 1.2A

Ingresso: 100-240 V AC, 50/60 Hz

MECCANICA

Dimensioni [LxAxP]: 7 x 18 x 7 cm

Peso: 200 g

STANDARD APPLICABILI

Sicurezza elettrica: EN 60601-1

EMC: EN 60601-1-2

CLASSIFICAZIONE MDR

Classificazione MDR (EU) 2017/745: Classe I (Regola 13)

REQUISITI MINIMI DEL PC

Fare riferimento alle specifiche tecniche del software Maestro per indicazioni sui requisiti minimi di sistema.

CODICE PRODOTTO

11790: Video Otoscopio Horus

PARTI INCLUSE

- Video otoscopio con scheda SD 8 GB
- Cavo USB tipo A/mini USB
- Alimentatore
- Set di specula per adulti
- Set di specula per bambini

- Manuale utente
- Guida quick start
- Batteria
- Cavo video analogico

CONSUMABILI (con codice d'ordine)

- 11929: Speculum bambini per video-otoscopio Horus EOC100 (40pcs/cf)
- 11930: Speculum adulti per video-otoscopio Horus EOC100 (40pcs/cf)

Il Video Otoscopio Horus è distribuito da:

INVENTIS s.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOVA – ITALIA

TELEFONO: +39.049.8962 844

FAX: +39.049.8966 343

info@inventis.it

www.inventis.it

Seguici su LinkedIn

www.linkedin.com/company/inventis-srl/



Il Sistema di Qualità Inventis è conforme allo standard ISO 13485.

Inventis® è un marchio registrato di Inventis s.r.l.