

La linea dedicata alla Vestibologia



Una linea completa di soluzioni innovative e uniche



Affidabilità e facilità d'uso




Sistema di videonistagmografia, VHIT, sedia rotatoria, vibratore multi-frequenza

NYSTALYZE



Nystalyze è un sistema scalabile progettato per visualizzare e analizzare il nistagmo, questo lo rende uno strumento prezioso per il trattamento dei pazienti con vertigini e capogiri. Con tre diversi moduli disponibili, offre la flessibilità di configurare il sistema in base alle esigenze uniche di ciascuna clinica.


Nystalyze

	VideoScope module	VNG Basic module	VNG Plus module
Video Frenzel	✓	✓	✓
Positional & Caloric		✓	✓
Oculomotor			✓

SYNAPSYS MED4



La sedia rotatoria **SYNAPSYS MED4** completa la batteria di test video-nistagmografici con gli **esami cinetici rotazionali**. Gli esami cinetici consentono lo studio del nistagmo indotto da accelerazioni angolari applicate al sistema vestibolare, con o senza riferimento visivo.


- Ampia gamma di esami cinetici
- Massimo confort e sicurezza del paziente
- Se combinata con SYNAPSYS VNG a camera wireless, la libertà di movimento è massimizzata

SYNAPSYS VHIT



A differenza di altri sistemi in commercio, il **SYNAPSYS VHIT** non richiede al paziente di indossare una maschera: tutti i risultati sono ricavati dall'analisi dei movimenti della testa e dello sguardo del paziente, registrati da una **camera remota**, posta a un metro di distanza. SYNAPSYS VHIT è la scelta ideale per medici otorinolaringoiatri, fisioterapisti e vestibologi che sono alla ricerca di un'apparecchiatura **affidabile, precisa e all'avanguardia**.

- Sistema con camera remota
- Test completo in meno di 5 minuti
- Esami su bambini di tutte le età
- Osserva simultaneamente i movimenti di sguardo e testa



L'integrazione tra i dispositivi diagnostici e il software è fondamentale per ottimizzare la pratica quotidiana mantenendo la concentrazione sul paziente. Con **Maestro**, pochi e semplici clic sono sufficienti per memorizzare tutti gli esami strumentali in un'unica cartella, consultabile anche da remoto.

Maestro



SYNAPSYS Vibratore Vestibolare

SYNAPSYS Vibratore Vestibolare è il dispositivo sviluppato da Synapsys per l'individuazione del nistagmo indotto da vibrazioni. Il **vibratore multi-frequenza** aiuta nell'individuazione di disfunzioni vestibolari unilaterali e specialmente di un deficit vestibolare compensato.

- Esami veloci e affidabili
- Test indolore
- Tre frequenze disponibili (30, 60 e 100 Hz)
- Se combinato con SYNAPSYS VNG a camera wireless, la libertà di movimento è massimizzata

Vestibologia

La linea di prodotti Inventis dedicata alla vestibologia è caratterizzata da soluzioni innovative e uniche, in grado di offrire un'affidabilità e una facilità d'uso senza eguali.

Vestibologia



SYNAPSYS VHIT

Video Head Impulse Test

Vestibologia



Nystalyze

Sistema per visualizzare e analizzare il nistagmo

Vestibologia



SYNAPSYS MED4

Sedia rotatoria

Vestibologia



SYNAPSYS Vibratore Vestibolare

Vibratore multi-frequenza

Trova il tuo commerciale di zona su:

www.inventis.it



a c a d e m i a

Condivisione. Webinar. Inventis.

Seguici sui social per restare aggiornato su tutti gli appuntamenti academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75