

Audiometro portatile

Piccolo



300 grammi



Alimentazione
USB



 **inventis**
Audiology & Balance

- Audiometria in VA, VO e vocale, QuickSIN™
- Pesa meno di 300 grammi
- Soluzione conveniente
- Audiometro di toni puri di Tipo 3



Audiometro portatile

Piccolo



Piccolo è un audiometro portatile in grado di effettuare esami tonali e vocali in via aerea e ossea, con mascheramento. Leggero e compatto, Piccolo è controllato da computer tramite un software completo e di semplice utilizzo. Tutte le suddette caratteristiche fanno di questo audiometro la scelta ideale per il professionista che cerca la massima portabilità, come il medico del lavoro, l'audioprotesista o l'otorino.

Disponibile in tre versioni:

- Basic: audiometria tonale – solo uscita VA
- Plus: audiometria tonale – uscite VA e VO
- Speech: audiometria tonale e vocale – uscite VA e VO



INCREDIBILMENTE PORTATILE

Piccolo è estremamente leggero (pesa meno di 300 grammi), vanta un ingombro molto ridotto, e non necessita di un alimentatore quando è connesso al computer. È quindi la soluzione perfetta per chi cerca un audiometro portatile di alta qualità.

CONTROLLO TRAMITE COMPUTER

È sufficiente collegare Piccolo alla porta USB del computer per utilizzarlo: non vi è alcuna necessità di installare driver o collegare un alimentatore. Piccolo è controllato dal software Maestro, installabile con database proprietario o come modulo Noah.

a c a d e m i a

Condivisione. Formazione. Inventis.

Seguici sui social per restare aggiornato su tutti gli appuntamenti academia.

ITALIA

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORD AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCIA

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75