

UNE GAMME DÉDIÉE À

# IMPÉDANCEMÉTRIE



Une gamme dédiée à l'impédancemétrie



**Une gamme complète de solutions innovantes et uniques**



**Fiabilité et facilité d'utilisation**



**Solutions de dépistage, de diagnostic et clinique**

## Timpani


Timpani est un **tympanomètre portable** qui constitue une solution complète et polyvalente. Des **licences optionnelles** vous permettent d'étendre les capacités de l'appareil, et des **accessoires optionnels** augmentent la commodité et la flexibilité de l'utilisation quotidienne. Outre la tympanométrie de dépistage à l'aide d'une tonalité de sonde de 226 Hz, Timpani permet, dans sa configuration complète, d'effectuer des tests de réflexe acoustique ipsilatéral, des tests sur des patients pédiatriques et une audiométrie tonale de conduction aérienne.

- Tympanométrie de dépistage avec tonalité de sonde de 226 Hz
- Licence de tonalité de sonde de 1kHz
- Licences de réflexe acoustique ipsilatéral
- Audiométrie tonale de dépistage (sous licence)
- Écran tactile
- Station d'accueil pour le chargement et le transfert de données (opt.)
- Imprimante thermique Bluetooth (opt.)

## Flute

Flute est un **analyseur d'oreille moyenne de diagnostic** polyvalent et précis qui vous permet d'effectuer des examens tympanométriques et des examens du seuil du réflexe stapédien de manière rapide et précise. Les **différentes versions** disponibles, la sonde légère et amovible et l'intégration avec le logiciel de gestion des données font de Flute un **appareil complet** qui peut être adapté aux besoins de chaque utilisateur.

- Tympanométrie automatique, test des réflexes acoustiques ipsi/contra, tests rapides
- Flute Plus uniquement : tympanométrie manuelle, test manuel des réflexes acoustiques, test du réflexe acoustique Decay, ETF pour tympans intacts, tonalité de sonde 1kHz (opt.)
- Flute HF uniquement : ETF pour tympans intacts et perforés, tonalité de sonde 1kHz
- Sonde petite et robuste, facile à démonter et à nettoyer
- Imprimante thermique intégrée (opt.)



L'integrazione tra i dispositivi diagnostici e il software è fondamentale per ottimizzare la pratica quotidiana mantenendo la concentrazione sul paziente. Con **Maestro**, pochi e semplici clic sono sufficienti per memorizzare tutti gli esami strumentali in un'unica cartella, consultabile anche da remoto, assicurando un flusso di lavoro efficiente e organizzato.

## Maestro

## Clarinet

Clarinet est un **tympanomètre clinique** avancé qui offre une **gamme complète de tests** pour l'évaluation de l'oreille moyenne, y compris la tympanométrie multi-composants et à haute fréquence, le seuil de déclenchement du réflexe stapédien, examens d'adaptation et de latence et l'ETF pour les tympans intacts et perforés. Sa flexibilité, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités avancées en font l'outil idéal pour les cliniques, les hôpitaux et les professionnels qui ont besoin d'un outil de diagnostic complet et fiable.

- Deux modèles disponibles : Basic et Plus
- Grand écran tactile à haute résolution
- Sonde métallique légère et robuste
- Pompe rapide et précise
- Imprimante thermique intégrée (opt.)



## Viola

Viola est un appareil qui combine un **tympanomètre de diagnostic** et un **audiomètre de diagnostic**. Disponible en deux versions différentes, Viola offre une **évaluation complète de l'audition** en un seul appareil complet et compact. Sa polyvalence, sa facilité d'utilisation et de transport en font l'appareil idéal pour les professionnels en déplacement et pour les cabinets disposant de peu d'espace.

- Tympanométrie automatique, seuil du réflexe acoustique, séquences automatiques, audiométrie tonale
- Viola Plus : Test du réflexe acoustique Decay, audiométrie vocale, test QuickSIN® (opt.)
- Pompe rotative à débit infini
- Sonde métallique légère et facilement nettoyable
- Matériel vocal intégré (Viola Plus)

# Impédancemétrie

Développés pour être robustes et fiables, tous les tympanomètres Inventis sont équipés d'une sonde en aluminium, légère et facile à démonter. La gamme de tympanomètres Inventis comprend des solutions de dépistage, de diagnostic et cliniques.

Tympanomètres



## Timpani

Dépistage, portatif

Tympanomètres



## Flute

Diagnostic

Tympanomètres



## Clarinet

Clinique

Tympanomètres



## Viola

Unité combinée

[www.inventis.it/fr-fr](http://www.inventis.it/fr-fr)



academia

**academia**

**Webinaires. Savoir. Inventis.**

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé de tous les rendez-vous Academia.

### ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO  
CORSO STATI UNITI, 1/3  
35127 PADOVA  
TEL.: +39.049.8962.844

### NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.  
2503 S WASHINGTON AVE #586  
TITUSVILLE FL, 32780  
TOLL FREE: +1.844.683.6847

### FRANCE

SYNAPSYS SAS  
2 RUE MARC DONADILLE  
HÔTEL TECHNOPTIC  
13013 MARSEILLE  
TÉL.: +33.4.91.11.75.75