

La linea dedicata all'impedenzometria



Una linea completa di soluzioni innovative e uniche



Affidabilità e facilità d'uso



Soluzioni screening, diagnostiche e cliniche

Timpani

Timpani è un **timpanometro portatile**, che rappresenta una soluzione completa e versatile. Le **licenze opzionali** consentono di ampliare le capacità del dispositivo, mentre gli **accessori opzionali** offrono maggiore comodità e flessibilità nell'uso quotidiano. Oltre ai test di screening dell'orecchio medio, nella sua configurazione completa Timpani permette di eseguire test di riflessi acustici ipsilaterali, test su pazienti pediatrici e audiometria tonale in via aerea.

- Timpanometria screening con tono sonda a 226 Hz
- Licenza tono sonda 1kHz
- Licenza di riflessi acustici ipsilaterali
- Audiometria tonale di screening (su licenza)
- Display touch-screen
- Stazione di ricarica e trasferimento dati (opz.)
- Stampante termica Bluetooth (opz.)



Clarinet

Clarinet è un **impedenzometro clinico** avanzato che offre una **gamma completa di test** per la valutazione dell'orecchio medio, tra cui timpanometria multi-componente e ad alta frequenza, analisi della latenza del riflesso acustico e stima della velocità di attivazione del riflesso. La sua flessibilità, semplicità d'uso e le sue funzionalità avanzate lo rendono lo strumento ideale per cliniche, ospedali e professionisti che necessitano di uno strumento diagnostico completo e affidabile.

- Due modelli disponibili: Basic e Plus
- Ampio display a colori ad alta risoluzione con touch-screen
- Sonda metallica leggera e robusta
- Pompa veloce e precisa
- Stampante termica integrata (opz.)

Flute

Flute è un **impedenzometro diagnostico** versatile e preciso che consente di eseguire esami timpanometrici e del riflesso stapediale in modo rapido e accurato. Le **diverse versioni disponibili**, la sonda leggera e smontabile e l'integrazione con il software di gestione dei dati rendono Flute un **dispositivo completo**, adattabile alle esigenze di ogni utente.

- Timpanometria automatica, test dei riflessi ipsi/contra, Quick test
- Solo Flute Plus: timpanometria manuale, test dei riflessi acustici manuale, decadimento del riflesso acustico, ETF per timpani intatti, tono sonda 1kHz (opz.)
- Solo Flute HF: ETF per timpani intatti e perforati, tono sonda 1kHz
- Sonda piccola e resistente, facile da smontare e pulire
- Stampante termica integrata (opz.)



L'integrazione tra i dispositivi diagnostici e il software è fondamentale per ottimizzare la pratica quotidiana mantenendo la concentrazione sul paziente. Con **Maestro**, pochi e semplici clic sono sufficienti per memorizzare tutti gli esami strumentali in un'unica cartella, consultabile anche da remoto, assicurando un flusso di lavoro efficiente e organizzato.

Maestro



Viola

Viola è uno strumento che combina un **impedenzometro** e un **audiometro diagnostico**. Disponibile in due diverse versioni, Viola offre un'analisi completa dell'udito in un unico strumento completo e compatto. La sua versatilità, la facilità d'uso e la sua facilità di trasporto lo rendono ideale per professionisti in movimento e per studi con spazi limitati.

- Timpanometria automatica, riflessi acustici ipsi/contra, sequenze automatiche, audiometria tonale
- Viola Plus: decadimento del riflesso acustico, audiometria vocale, QuickSIN® (opz.)
- Pompa all'avanguardia a flusso d'aria continuo
- Sonda in metallo leggera e facilmente pulibile
- Materiale vocale integrato (Viola Plus)

Impedenzometria

Sviluppati per essere robusti e affidabili, tutti gli impedenzometri Inventis sono dotati di una sonda in alluminio leggera e facile da smontare. La gamma di timpanometri Inventis include soluzioni screening, diagnostiche e cliniche.

Impedenzometri



Timpani

Screening, portatile

Impedenzometri



Flute

Diagnostico

Impedenzometri



Clarinet

Clinico

Impedenzometri




Viola

Unità combinata

Trova il tuo commerciale di zona su:

www.inventis.it



academia

Condizione.Webinar.Inventis.

Seguici sui social per restare aggiornato su tutti gli appuntamenti di Academia

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75