

La línea dedicada al equilibrio



Una línea completa de soluciones innovadoras y únicas



Fiabilidad y facilidad de uso



Nystalyze, VHIT, silla giratoria, vibrador multifrecuencia

NYSTALYZE



Nystalyze es un sistema potente y escalable, diseñado para la visualización y el análisis del nistagmo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para el tratamiento de pacientes con mareos y vértigo. Con tres módulos diferentes disponibles, ofrece la flexibilidad necesaria para configurar el sistema de acuerdo con los requisitos exclusivos de cada clínica.

| Nystalyze | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | VideoScope module | VNG Basic module | VNG Plus module |
| Video Frenzel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positional & Caloric | | ✓ | ✓ |
| Oculomotor | | | ✓ |

SYNAPSYS MED4



La silla giratoria **SYNAPSYS MED4** complementa la batería de pruebas videonistagmográficas con exámenes cinéticos rotacionales. Las pruebas cinéticas permiten estudiar el nistagmo inducido por aceleraciones angulares aplicadas al sistema vestibular, con o sin referencia visual.


- Amplia gama de exámenes cinéticos
- Máxima comodidad y seguridad para el paciente
- Si se combina con el VNG inalámbrico, la libertad de movimientos es máxima.

SYNAPSYS VHIT



SYNAPSYS VHIT es un sistema único que representa un avance fundamental en la evaluación del sistema vestibular. No requiere que el paciente lleve gafas: todos los resultados se obtienen a partir del análisis de los movimientos de la cabeza y los ojos del paciente, grabados desde una cámara remota. SYNAPSYS VHIT es la elección ideal para otorrinolaringólogos, fisioterapeutas y vestibólogos que buscan un equipo fiable, preciso y de última generación.

- Sistema de cámara remota
- Prueba completa en menos de 5 minutos
- Realiza pruebas a niños de todas las edades
- Observa simultáneamente los movimientos de los ojos y de la cabeza



La integración entre los dispositivos de diagnóstico y el software es esencial para optimizar la práctica diaria sin perder de vista al paciente. Con **Maestro**, unos simples clics bastan para almacenar todos los exámenes instrumentales en una única carpeta, que también puede consultarse a distancia, garantizando un flujo de trabajo eficaz y organizado.

Maestro

SYNAPSYS Vestibular Vibrator



El **vibrador vestibular SYNAPSYS** está diseñado para favorecer la detección del nistagmo inducido por vibración (VIN). El vibrador multifrecuencia ayuda a encontrar disfunciones vestibulares unilaterales y especialmente los déficits compensados.

- Examen rápido y fiable
- Comodidad para el paciente: prueba indolora
- 3 frecuencias disponibles (30, 60 y 100 Hz)
- Combinado con el VNG inalámbrico, la libertad de movimientos es máxima

Balance

La gama de productos Inventis para el Equilibrio se caracteriza por soluciones innovadoras y únicas que ofrecen una fiabilidad y una facilidad de uso inigualables.

Balance



SYNAPSYS VHIT

Video Head Impulse Test

Balance



Nystalyze

Sistema modular VNG

Balance



SYNAPSYS MED4

Silla giratoria

Balance




SYNAPSYS Vestibular Vibrator

Vibrador multifrecuencia

Busque su distribuidor:

www.inventis.it



a c a d e m i a

Seminarios. Conocimiento. Inventis.

Síguenos en las redes sociales para estar al día de todos los eventos de Academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75