

La línea dedicada a la impedancia



Una línea completa de soluciones innovadoras y únicas



Fiabilidad y facilidad de uso



Soluciones de cribado, diagnóstico y clínicas

Timpani

Timpani es un **timpanómetro portátil** que ofrece una solución completa y versátil. Las **licencias opcionales** permiten ampliar las capacidades del dispositivo, mientras que los **accesorios opcionales** aumentan la comodidad y la flexibilidad en el uso diario. Además de la timpanometría de cribado con tono de sonda de 226 Hz, en su configuración completa Timpani ofrece la posibilidad de realizar pruebas de reflejo acústico ipsilateral, pruebas en pacientes pediátricos y audiometría de tonos puros en conducción aérea.


- Timpanometría de cribado con tono de sonda de 226 Hz
- Licencia de tono de sonda de 1 kHz
- Licencias de reflejo acústico ipsilateral
- Audiometría de tonos puros de cribado (licencia adicional)
- Pantalla táctil
- Estación de carga y transferencia de datos (opc.)
- Impresora térmica inalámbrica (opc.)



Clarinet

Clarinet es un analizador del oído **medio clínico avanzado** que ofrece una **gama completa de pruebas** para la evaluación del oído medio, como timpanometría multicomponente y de alta frecuencia, umbral de reflejo acústico, evaluación de decaimiento y latencia y función de la trompa de Eustaquio para tímpanos intactos y perforados. Su flexibilidad, facilidad de uso y funcionalidad avanzada lo convierten en la herramienta ideal para clínicas, hospitales y profesionales que necesiten una herramienta de diagnóstico completa y fiable.

- Dos modelos disponibles: Basic y Plus
- Gran pantalla táctil de alta resolución
- Sonda metálica ligera y robusta
- Bomba rápida y precisa
- Impresora térmica integrada (opc.)



La integración entre los dispositivos de diagnóstico y el software es esencial para optimizar la práctica diaria sin perder de vista al paciente. Con **Maestro**, unos simples clics bastan para almacenar todos los exámenes instrumentales en una única carpeta, que también puede consultarse a distancia, garantizando un flujo de trabajo eficaz y organizado.

Maestro

Flute

Flute es un analizador de oído **medio de diagnóstico** versátil y preciso que permite realizar pruebas de timpanometría y umbral de reflejo de forma rápida y precisa. Las **diferentes versiones disponibles**, la sonda ligera y desmontable y la integración con el software de gestión de datos hacen de Flute un dispositivo completo que puede adaptarse a las necesidades de cada usuario.

- Timpanometría automática, prueba de reflejo acústico ipsi/contra, pruebas rápidas
- Con Flute Plus: timpanometría manual, prueba manual de reflejo acústico, decaimiento del reflejo acústico, función de la trompa de Eustaquio para tímpanos intactos, tono de sonda de 1 kHz (opc.)
- Con Flute HF: función de la trompa de Eustaquio para tímpanos intactos y perforados, tono de sonda de 1 kHz
- Sonda pequeña y robusta, fácil de desmontar y limpiar
- Impresora térmica integrada (opc.)



Viola

Viola es un dispositivo que combina un **analizador del oído medio** y un **audiómetro de diagnóstico**. Disponible en dos versiones diferentes, Viola ofrece una **evaluación auditiva exhaustiva** en una unidad completa y compacta. Su versatilidad, facilidad de uso y facilidad de transporte lo hacen ideal para profesionales en movimiento y para consultas con espacio limitado.

- Timpanometría automática, prueba de reflejo acústico ipsi/contra, secuencias automáticas, audiometría de tonos puros
- Viola Plus: Decaimiento del reflejo acústico, audiometría del habla, prueba QuickSIN® (opc.)
- Bomba avanzada de tipo rotativo con flujo sin fin
- Sonda metálica ligera y fácil de limpiar
- Material del habla integrado (Viola Plus)

Impedancia

Desarrollados para ser resistentes y fiables, todos los analizadores de oído medio Inventis incorporan una sonda de aluminio, ligera y fácil de desmontar. La gama de timpanómetros Inventis incluye soluciones de cribado, diagnóstico y clínicas.

Timpanómetros



Timpani

Cribado, portátil

Timpanómetros



Flute

Diagnóstico

Timpanómetros



Clarinet

Clínico

Timpanómetros




Viola

Unidad combinada

Busque su distribuidor:

www.inventis.it



academia

academia

Seminarios. Conocimiento. Inventis.

Síguenos en las redes sociales para estar al día de todos los eventos de Academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75