



# Maestro Control Panel

ACCESSOIRE



## DESCRIPTION

Le panneau de contrôle Maestro (MCP) est un module complémentaire optionnel de l'équipement d'audiologie Inventis, destiné à faciliter la navigation et l'utilisation du logiciel Maestro, en particulier lors de la réalisation d'examen audiométriques. Même s'il est compatible avec la plupart des équipements audiométriques Inventis, le MCP est principalement recommandé pour une utilisation avec les audiomètres Cello et Trumpet.

## RECOMMANDÉ POUR UNE UTILISATION AVEC

- Cello
- Trumpet AUD
- Trumpet REM & AUD
- Piccolo
- Harp, Piano (si contrôlé depuis l'ordinateur)

## ENTRÉE/SORTIE

Deux jeux de connecteurs sur le panneau arrière : un pour les câbles provenant de l'audiomètre/PC et l'autre pour connecter les pièces détachables :

- Casque de contrôle (fiche 3,5 mm)
- Microphone de communication directe (fiche 3,5 mm)
- Microphone de bureau (fiche 3,5 mm)

## INTERFACE OPÉRATEUR

- 50 boutons (30 avec LED intégrées) avec une seule fonction audiométrique spécifique
- 4 boutons configurables
- 2 interrupteurs capacitifs
- 2 boutons rotatifs

## INTERFACE ORDINATEUR

Connexion USB sans pilote

Logiciel compatible : Maestro Inventis (à partir de la version 1.20.0)

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation USB

Consommation électrique : 5 Vdc, 0,25 A

## MÉCANIQUE

Dimensions (L x P x H) : 36 x 27 x 4 cm / 14,2 x 10,6 x 1,6 po

Poids : environ 1,2 kg / 2,6 lb

## EMBALLAGE DE TRANSPORT

Dimensions (L x P x H) : 45,5 x 38 x 8,5 cm / 17,9 x 15 x 3,3 pouces

Poids brut : environ 2,5 kg / 5,5 lb

## NORMES APPLICABLES

Sécurité électrique : IEC 60601-1, Classe II

CEM : IEC 60601-1-2

## CERTIFICAT CE

Classification MDR 2017/745/UE : Classe I

## RÉFÉRENCES PRODUIT

12080 Panneau de contrôle Maestro

## PIÈCES INCLUSES

- Câble de connexion USB
- 2 x câbles audio stéréo, 1,8 m, prise 3,5 mm - prise 3,5 mm
- 1 x câble audio mono, 2 m, prise 3,5 mm - prise 6,35 mm
- Manuel d'utilisation