

## La línea dedicada al equilibrio



**Una línea completa de soluciones innovadoras y únicas**



**Fiabilidad y facilidad de uso**




**Nystalyze, VHIT, silla giratoria**

# SYNAPSYS NYSTALYZE



**Nystalyze** es un sistema potente y escalable, diseñado para la visualización y el análisis del nistagmo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para el tratamiento de pacientes con mareos y vértigo. Con tres módulos diferentes disponibles, ofrece la flexibilidad necesaria para configurar el sistema de acuerdo con los requisitos exclusivos de cada clínica.



La integración entre los dispositivos de diagnóstico y el software es esencial para optimizar la práctica diaria sin perder de vista al paciente. Con **Maestro**, unos simples clics bastan para almacenar todos los exámenes instrumentales en una única carpeta, que también puede consultarse a distancia, garantizando un flujo de trabajo eficaz y organizado.

## Maestro

### Nystalyze

	VideoScope module	VNG Basic module	VNG Plus module
Video Frenzel	✓	✓	✓
Positional & Caloric		✓	✓
Oculomotor			✓

# SYNAPSYS VHIT



**SYNAPSYS VHIT** es un sistema único que representa un avance fundamental en la evaluación del sistema vestibular. No requiere que el paciente lleve gafas: todos los resultados se obtienen a partir del análisis de los movimientos de la cabeza y los ojos del paciente, grabados desde una cámara remota. SYNAPSYS VHIT es la elección ideal para otorrinolaringólogos, fisioterapeutas y vestibólogos que buscan un equipo fiable, preciso y de última generación.

- Sistema de cámara remota
- Prueba completa en menos de 5 minutos
- Realiza pruebas a niños de todas las edades
- Observa simultáneamente los movimientos de los ojos y de la cabeza

# SYNAPSYS MED4



La silla giratoria **SYNAPSYS MED4** complementa la batería de pruebas videonistagmográficas con exámenes cinéticos rotacionales. Las pruebas cinéticas permiten estudiar el nistagmo inducido por aceleraciones angulares aplicadas al sistema vestibular, con o sin referencia visual.

- Amplia gama de exámenes cinéticos
- Máxima comodidad y seguridad para el paciente
- i se combina con el VNG inalámbrico, la libertad de movimientos es máxima

# Balance

La gama de productos Inventis para el Equilibrio se caracteriza por soluciones innovadoras y únicas que ofrecen una fiabilidad y una facilidad de uso inigualables.

Balance



## SYNAPSYS VHIT

Video Head Impulse Test

Balance



## SYNAPSYS Nystalyze

Sistema modular VNG

Balance




## SYNAPSYS MED4

Silla giratoria

Busque su distribuidor:

[www.inventis.it](http://www.inventis.it)



a c a d e m i a

## Seminarios. Conocimiento. Inventis.

Síguenos en las redes sociales para estar al día de todos los eventos de Academia.

### ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO  
CORSO STATI UNITI, 1/3  
35127 PADOVA  
TEL.: +39.049.8962.844

### NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.  
379 CHENEY HWY #268  
TITUSVILLE FL, 32780  
TOLL FREE: +1.844.683.6847

### FRANCE

SYNAPSYS SAS  
2 RUE MARC DONADILLE  
HÔTEL TECHNOPTIC  
13013 MARSEILLE  
TÉL.: +33.4.91.11.75.75