



Video-scope

VIDEO-FRENZEL SİSTEMİ



AÇIKLAMA

Video-Scope, spontan veya stimülasyon ile indüklenen nistagmus dahil göz hareketlerinin gözlemlenmesine yönelik Video-Frenzel sistemleri serisidir.

Video-Scope iki farklı versiyonda sunulmaktadır: kablolu ve kablosuz.

Kablosuz çözüm tercih eden kullanıcılar ayrıca iki farklı gözlük modeli arasından seçim yapabilir:

- Goggles Flex (daha esnek ve farklı yüz şekillerine daha uyumlu)
- Xpress mask (yoğun kullanım için daha dayanıklı ve temizlemesi daha kolay).

VIDEO-SCOPE ÖZELLİKLERİ

- Çevresel görüntü ile veya çevresel görüntü olmadan göz görüntüsünün video kaydı
- İkinci ekranda tek göz veya her iki gözün görüntülenmesi
- Video replay
- VNG'ye yükseltme imkanı

UYUMLU CİHAZLAR

- Goggles Flex ile kablosuz kamera
- Xpress mask ile kablosuz kamera
- Goggles Flex ile kablolu VNS4X kamera
- Goggles Flex ile kablolu VNS3X kamera

GEREKLİ YAZILIM

Video-Scope yazılımı, Maestro yazılımı içinde modül olarak kurulmaktadır: hasta verilerinin tek bir veritabanında yönetilmesi, muayene raporlarının saklanması ve yazdırılması mümkündür.

EKİPMAN ARAYÜZÜ

Kablolu VNS4X kamera ile USB bağlantısı

Kablosuz kamera ile Wi-Fi bağlantısı

PC MİNİMUM GEREKSİNİMLERİ

CPU: Intel® i5, 6. nesil veya üzeri, 8 GB RAM

Ekran çözünürlüğü: 1920 × 1080 (16:9) veya üzeri (zoom factor %100 veya %125)

Kurulum için gerekli boş HDD alanı: 1.5 GB

İşletim sistemi: Windows 10 ve Windows 11, 64 bit

Video-Scope Wireless için gerekli PC portları:

- 1 USB port
- 1 Ethernet port

Video-Scope Wired için gerekli PC portları:

- 2 USB port

TAŞIMA PAKETİ

Boyutlar (GxDxY): 13.5 × 53 × 39 cm / 5.3 × 20.9 × 15.3 in.

Brüt ağırlık: yaklaşık 4 kg / 8.8 lb

UYGULANABİLİR STANDARTLAR

IEC 62304, IEC 82304-1

MDR SINIFLANDIRMASI

Sınıf IIa (Sınıflandırma kuralı: 11, Ek VIII, MDR 2017/745)

ÜRÜN KODLARI

11961: USB kablolu kameralı Video-Scope

11447: Kablosuz kamera ve Flex goggles ile Video-Scope

11447-XPR: Kablosuz kamera ve Xpress goggles ile Video-Scope

OPSİYONEL PARÇALAR

11963: Flex goggles için ek kablosuz kamera

11963-XPR: Xpress mask için ek kablosuz kamera

11013: Ek kablolu VNS4X kamera

11471: Oda kamerası

12314: Oda kamerası standı