

UNE GAMME COMPLÈTE DE

Vestibulométrie



**Une gamme complète de solutions
uniques et innovantes**



Fiabilité et simplicité d'utilisation



Systèmes de VNG, VHIT, Fauteuil rotatoire

NYSTALYZE SYNAPSYS



Nystalyze est un système puissant et évolutif conçu pour visualiser et analyser le nystagmus, ce qui en fait un outil précieux pour traiter les patients souffrant de troubles de l'équilibre et de vertiges. Avec trois différents modules disponibles, il offre la flexibilité de configurer le système en fonction des besoins de chaque professionnel.

	Nystalyze			
	VideoScope module	VNG Kiné module	VNG Basic module	VNG Plus module
Scopie	✓	✓	✓	✓
Nystagmus et Calorique			✓	✓
Tests oculomoteurs				✓
Nystagmus et Cinétique		✓		

NYSTALYZE SYNAPSYS

module VNG Kiné



Le **module VNG Kiné**, se situant entre la vidéonystagmoscopie et la vidéonystagmographie classique, est un outil adapté à la pratique du rééducateur vestibulaire grâce à sa caméra sans fil offrant un confort optimal. Il permet de réaliser un bilan initial, d'orienter de traitement rééducatif et de suivre les progrès du patient ainsi que l'efficacité du traitement rééducatif choisi.

- Tests disponibles : nystagmus et cinétique
- Caméra sans fil avec capteur de vitesse et position disponible
- Equipements complémentaires compatibles : Visuelle Verticale Subjective, fauteuil rotatoire manuel, vibreur vestibulaire



L'intégration entre les appareils de diagnostic et les logiciels est essentielle pour optimiser la pratique quotidienne, tout en gardant la priorité sur le patient. Avec **Maestro**, il suffit de quelques clics pour stocker tous les examens instrumentaux dans un seul dossier, également accessible à distance.

Maestro

VHIT SYNAPSYS



Le **VHIT SYNAPSYS** est un système unique qui représente une avancée majeure dans l'évaluation du système vestibulaire.

Il ne nécessite pas le port de lunettes par le patient : tous les résultats sont obtenus grâce à l'analyse des mouvements de la tête et des yeux, enregistrés à l'aide d'une caméra déportée.

Le VHIT SYNAPSYS constitue la solution idéale pour les médecins ORL, les kinésithérapeutes et les spécialistes du système vestibulaire à la recherche d'un équipement fiable, précis et à la pointe de la technologie.

- Système de caméra à distance
- Test complet réalisé en moins de 5 minutes
- Test adapté aux enfants de tous âges
- Observation simultanée des mouvements des yeux et de la tête

MED4 SYNAPSYS



Le fauteuil rotatoire **MED4 SYNAPSYS** complète la batterie de tests vidéo-nystagmographiques avec des examens cinétiques rotationnels. Les tests cinétiques permettent l'étude des nystagmus induits par les accélérations angulaires appliquées au système vestibulaire, avec ou sans référence visuelle.

- Large gamme d'examens cinétiques
- Confort et sécurité maximum pour le patient
- Si combiné avec VNG sans fil, la liberté de mouvement est maximale

Vestibulométrie • Diagnostic

La gamme SYNAPSYS d'équipements de vestibulométrie se caractérise par des solutions innovantes et uniques qui peuvent offrir une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées.

Vestibulométrie



VHIT SYNAPSYS

Video Head Impulse Test

Vestibulométrie



SYNAPSYS NYSTALYZE

Système modulaire VNG

Vestibulométrie



MED4 SYNAPSYS

Fauteuil rotatoire

www.inventis.it/fr-fr



academia

academia

Webinaires. Savoir. Inventis.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé de tous les rendez-vous Academia.



WWW.INVENTIS.IT