

La linea dedicata alla Vestibologia



**Una linea completa di soluzioni
innovative e uniche**



Affidabilità e facilità d'uso



**Sistema di videonistagmografia,
VHIT, sedia rotatoria**

SYNAPSYS NYSTALYZE



Nystalyze è un sistema scalabile progettato per visualizzare e analizzare il nistagmo, questo lo rende uno strumento prezioso per il trattamento dei pazienti con vertigini e capogiri. Con tre diversi moduli disponibili, offre la flessibilità di configurare il sistema in base alle esigenze uniche di ciascuna clinica.



	 Nystalyze		
	VideoScope module	VNG Basic module	VNG Plus module
Video Frenzel	✓	✓	✓
Positional & Caloric		✓	✓
Oculomotor			✓

SYNAPSYS VHIT



SYNAPSYS VHIT è un sistema unico, senza maschera, per una valutazione rapida e oggettiva del sistema vestibolare. Grazie a una telecamera remota posizionata di fronte al paziente, registra e analizza i movimenti degli occhi e della testa senza richiedere dispositivi montati sulla testa né alcun contatto fisico.

Progettato per otorinolaringoiatri, audiologi, fisioterapisti e professionisti della vestibologia, SYNAPSYS VHIT combina un flusso di lavoro rapido e semplificato con l'analisi binoculare di tutti e sei i canali semicirculari. Il riconoscimento automatico del volto e della regione oculare elimina la necessità di calibrazione manuale, mentre l'acquisizione ad alta velocità fino a 250 Hz consente una valutazione precisa.

L'approccio con telecamera remota e senza maschera rende il test particolarmente indicato in ambito pediatrico, anche per bambini a partire dai 3 mesi di età.

- Sistema con telecamera remota
- Nessuna calibrazione manuale
- Analisi binoculare di tutti i 6 canali semicirculari
- Test completo in meno di 5 minuti
- Test pediatrico a partire dai 3 mesi

SYNAPSYS MED4



La sedia rotatoria **SYNAPSYS MED4** completa la batteria di test video-nistagmografici con gli **esami cinetici rotazionali**. Gli esami cinetici consentono lo studio del nistagmo indotto da accelerazioni angolari applicate al sistema vestibolare, con o senza riferimento visivo.

- Ampia gamma di esami cinetici
- Massimo confort e sicurezza del paziente
- Se combinata con SYNAPSYS VNG a camera wireless, la libertà di movimento è massimizzata

Vestibologia

La linea di prodotti Inventis dedicata alla vestibologia è caratterizzata da soluzioni innovative e uniche, in grado di offrire un'affidabilità e una facilità d'uso senza eguali.

Vestibologia



SYNAPSYS VHIT

Video Head Impulse Test

Vestibologia



SYNAPSYS Nystalyze

Sistema per visualizzare e analizzare il nistagmo

Vestibologia



SYNAPSYS MED4

Sedia rotatoria

Trova il tuo commerciale di zona su:

www.inventis.it



academia

academia

Condivisione. Webinar. Inventis.

Seguici sui social per restare aggiornato su tutti gli appuntamenti academia.



WWW.INVENTIS.IT