



HighLight Basic

STROBOSCOPIO PORTATILE

DESCRIZIONE

Highlight Basic è una fonte di luce continua e stroboscopica basata su sorgente LED.

SORGENTE LUMINOSA

Tecnologia: LED bianco montato sul manipolo
Temperatura di colore: 6200° K
Intensità luminosa: 800 lumens
Durata sorgente: 50.000 ore

MANIPOLO

Connettore standard: Wolf
Lunghezza cavo: 2 m

UNITA' DI CONTROLLO

Display: Monocromatico LCD 128x64 pixel
Informazioni sul display: F0, velocità del movimento, intensità della voce e spettro di potenza
Microfoni: due microfoni intercambiabili inclusi nel pacchetto, un microfono a contatto ed un microfono a clip
Controlli: attraverso pulsanti, manopola ed il pedale singolo incluso

UTILIZZO

Modalità di utilizzo: luce stroboscopica / luce continua
Intervallo F0: 70 – 1,100 Hz
Modalità stroboscopica: Slow motion, Fermo immagine
Velocità in slow motion: 0.5 Hz, 1 Hz, 1.5 Hz
Frequenza lampeggio: calcolata automaticamente (sulla base della F0 corrente) o impostata manualmente

USCITE

Audio: voce del paziente mediante cavo jack 3.5 mm
USB: invia al PC il valore corrente di F0, intensità della voce e velocità di slow motion – Richiede il software Maestro

ALIMENTAZIONE

Consumo massimo: 20 Watts
Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz
Fusibili sostituibili: 2 x T 1.6A, 5 x 20 mm delayed 250V anti-surge

MECCANICA

Unità di controllo
Dimensioni (WxHxD): 19.5 x 10 x 20.5 cm / 7.68 x 3.94 x 8.07 in
Peso: 1.7 kg / 3.7 lbs
Manipolo
Dimensioni (WxDiametro): 12 x 3 cm / 4.72 x 1.18 in
Peso: 150 g / 5.29 oz
Valigia da trasporto
Dimensioni (WxDxH): 41.5 x 31.5 x 12 cm / 16.34 x 12.40 x 4.72 in
Peso: 4.9 kg / 10.8 lbs

IMBALLAGGIO

Dimensioni (WxDxH): 41.5 x 31.5 x 12 cm / 16.34 x 12.40 x 4.72 in
Peso lordo: 7 Kg / 15.43 lbs

STANDARD APPLICABILI

Classificazione IP: IPX0
Sicurezza elettrica: IEC 60601-1
EMC: IEC 60601-1-2

CLASSIFICAZIONE MDR

Classificazione MDR (UE) 2017/745: Classe I senza funzioni di misura
Regola di classificazione (Allegato VIII, MDR (UE) 2017/745): 10

CODICI PRODOTTO

10352: HighLight modello Basic – Stroboscopio LED portatile

PARTI INCLUSE

- Unità di controllo
- Manipolo
- Pedale singolo
- Microfono a clip
- Microfono a contatto
- Cavo USB A/B
- Cavo audio stereo 3.5mm
- Cavo di alimentazione
- Valigia da trasporto in alluminio
- Manuale elettronico

PARTI OPZIONALI (con codici di riferimento)

- 10372: Doppio pedale

CODICE CND

- Z12021010

CODICE RDM

- 2179883

Highlight Basic è sviluppato da:

INVENTIS S.r.l.

VIA AUSTRIA, 38

35127 PADOVA – ITALY

PHONE: +39.049.8962 844

info@inventis.it

www.inventis.it

Seguici su LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/inventis-srl>

Il Sistema Qualità Inventis è conforme allo standard ISO 13485.

Inventis® è un marchio registrato da INVENTIS S.r.l.