




Maestro

SOFTWARE

DESCRIPTION

Maestro è il software per la gestione dei dati dei pazienti che consente l'interfacciamento, il controllo e il trasferimento degli esami con tutti i dispositivi Inventis.

MODALITA' OPERATIVE

- Modulo Noah
- Modulo OtoAccess
- Stand-Alone con database proprietario
- Stand-Alone senza funzioni database (file based)
- Terze parti (scambio di dati con applicazioni esterne): protocollo proprietario MII e standard GDT

TEST DISPONIBILI

- Esami audiologici
- REM
- HIT
- Potenziali Evocati
- Video-Otosopia
- Acquisizione immagini e video
- Questionario

STRUMENTI COMPATIBILI

- Triangle (Audiometro)
- Bell (Audiometro)
- Harp (Audiometro)
- Piano (Audiometro)
- Piccolo (Audiometro)
- Cello (Audiometro)
- Trumpet (REM, Audiometro)
- Drum (HIT)
- Flute (Impedenzometro)
- Clarinet (Impedenzometro)
- Viola (Impedenzometro, Audiometro)
- Timpani (Timpanometro, Audiometro portatile)
- Celesta (Sistema per Potenziali Evocati Uditivi)
- Delfino (Otoscopio)
- Harmonica (Otoscopio)
- MediCam (camera per video-endoscopia)
- MediCam HD (camera HD per video-endoscopia)
- Flexia 2 (Video-Nasofaringoscopia)
- Convertitore video Analogico-USB
- Convertitore video HDMI-USB HD

ACCESSORI COMPATIBILI

- Maestro Control panel

CONNESSIONE

USB

REQUISITI MINIMI PC

Processore: Intel® i5, 6^a generazione o superiore, 8 GB RAM
Sistema Operativo: Windows 10 e Windows 11, 64 bits

Risoluzione del display: suggerita 1920 x 1080 o superiore (zoom 100% o 125%)

Rete locale (per installazione database in cartella di rete): 1 Gb/s

Spazio libero su HD: 3 GB

REQUISITI MINIMI NOAH

NOAH 4.4 o superiori (o sistemi che supportano NOAH 4.4 o superiori)

REQUISITI MINIMI OTOACCESS®

OtoAccess2 versione 2.4.1.18 o superiori

SUPPORTO SOFTWARE

Tool di assistenza remota: incluso

AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Disponibili gratuitamente

INTERFACCIA MII

Libreria per interfacciare Maestro con software di terze parti disponibile su richiesta (è richiesto l'intervento di un tecnico IT)

PARTI INCLUSE

- Inventis Software Suite
- Manuale elettronico

STANDARD APPLICABILI

Software life cycle: IEC 62304

Health software: IEC 82304-1, IEC 81001-5-1

CE CERTIFICATE

MDR 2017/745/EU Classificazione: Class IIa

Regola di classificazione (Allegato VIII, 2017/745): 11

Ente notificato: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

Maestro è sviluppato da:

INVENTIS S.r.l.

VIA AUSTRIA 38

35127 PADOVA – ITALY

TELEFONO: +39.049.8962 844

info@inventis.it

www.inventis.it

Seguici su LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/inventis-srl>

Il Sistema Qualità Inventis è conforme allo standard ISO 13485.

Inventis® is a registered trademark of INVENTIS S.r.l.