



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



NUESTRA HISTORIA

Inventis es una empresa italiana innovadora que desarrolla y fabrica equipos de audiología y diagnóstico vestibular de última generación que incluyen, entre otros, audiómetros, timpanómetros, soluciones de adaptación y videonistagmógrafos.

2005

Fundación de la empresa.

60+

Presencia en más de 60 países.

100+

Equipo multidisciplinario en continuo crecimiento.

20+

Es el número de productos desarrollados, diseñados y fabricados en Italia.



Inventis México ofrece una solución integral para brindar respaldo total a nuestros clientes, que incluye:

- Soluciones para diagnóstico auditivo y vestibular.
- Cabinas sono-amortiguadas personalizadas.
- Consumibles para equipos de audiología.
- Soporte técnico con especialistas altamente capacitados.
- Mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones de equipo audiológico.
- Asesoría personalizada para la optimización de espacios clínicos y sacar el máximo provecho de sus consultorios.



Mariana Escobedo

Gerente de Ventas

mariana.escobedo@inventis.it

+52 55 8048 6127



Av. Cuauhtémoc 912, Narvarte,
Benito Juárez, CDMX.

ESCANÉAME



¡ SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES !



Inventis México



inventismx



inventis.it

AUDIÓMETROS

Los audiómetros Inventis, comprenden una amplia gama de modelos para cubrir las diferentes necesidades. Cuenta con audiómetros de tamiz (screening) (solo vía aérea), diagnósticos o clínicos, todos con tecnología de punta. Su tecnología Hy-Tech permite controlar el equipo desde la computadora.

STAND ALONE

SCREENING



Bell

Audiómetro Screening/Diagnóstico

- Cuenta con dos versiones: Basic (vía aérea) y Plus (vía aérea y ósea).
- Audiometría tonal y automatizada Hughson- Westlake.
- Enmascaramiento: NB, WN y SN.
- Pantalla a color y fácil de transportar.
- Tecnología Hy-Tech para uso híbrido.
- Integración con NOAH y Maestro software.

DIAGNÓSTICO



Harp

Audiómetro diagnóstico

- Dos versiones: Basic y Plus.
- Audiometría tonal, por conducción ósea, por campo libre y prueba de habla.
- Pruebas especiales: MHA, Stenger, ABLB, SIS, DLI, Decaimiento tonal.
- TEN test opcional (solo Plus).
- Memoria interna 4GB para almacenamiento de material de habla (solo Plus).
- Tecnología Hy-Tech para uso híbrido.
- Integración con NOAH y Maestro.

CLÍNICO



Piano

Audiómetro clínico


- Tres versiones: Basic, Plus y Plus VRA.
- Pantalla táctil de 7"
- Audiometría tonal, por conducción ósea, por campo libre y prueba de habla (2 canales).
- Altas frecuencias 8-20 kHz (Piano Plus).
- Pruebas especiales: MHA, Stenger, ABLB, SISI, Decaimiento tonal, TEN test, entre otras.
- Audiometría pediátrica con VRA conectando hasta 3 pantallas LCD o 3 juguetes.
- Tecnología Hy-Tech para uso híbrido.
- Integración con NOAH y Maestro.



Pantalla táctil a color

2 canales

Tres versiones



BASADOS EN COMPUTADORA

SCREENING/DIAGNÓSTICO



Piccolo

Audiómetro Screening/Diagnóstico

- Portátil controlado desde la computadora
- Alimentación por USB o externa
- Tres versiones: Basic, Plus y Speech
- Básico: Solo vía aérea
- Plus: Vía aérea y ósea
- Speech: Vía aérea, ósea, logo a voz viva, QuickSIN y MHA
- Incluye maletín de transporte
- Integración con NOAH y Maestro



Ligero



Alimentación
USB



Portátil



TIMPANÓMETROS

Nuestros timpanómetros son resistentes y confiables. Su sonda de aluminio es ligera y fácil de desmontar para hacer su flujo de trabajo muy versátil. Inventis cuenta con timpanómetros de tamiz (screening), diagnósticos y clínicos. También cuenta con soluciones 2 en 1 para agilizar el diagnóstico auditivo.

SCREENING



Flute Basic

Timpanómetro Screening

- Timpanometría de 226Hz.
- Reflejos ipsi- y contra- laterales.
- 2 Protocolos personalizables.
- Rango de presión máximo -600 a +400 daPa.
- Rango de frecuencias de reflejos 250 Hz a 4000 Hz.
- Impresora térmica integrada opcional.
- Compatible con Maestro Software.

DIAGNÓSTICO



Flute Plus/HF

Timpanómetro diagnóstico

- Dos versiones: Plus y HF.
- Timpanometría 226 Hz.
- Reflejos ipsi- y contra- laterales.
- Rango de frecuencias de reflejos 250 Hz a 6000 Hz (solo Plus).
- Con Flute Plus: timpanometría y reflejos manuales, decaimiento de reflejo, ETF1 para no perforado y timpanometría 1 kHz (opcional).
- Con Flute HF: ETF1 para no perforado, ETF2 para perforado y timpanometría de 1000 Hz.
- Impresora térmica integrada opcional.
- Compatible con Maestro Software.

AUDIÓMETRO – TIMPANÓMETRO



Viola

Audiómetro - Timpanómetro

- Dos versiones: Basic y Plus
- Audiómetro diagnóstico y timpanómetro screening.
- Timpanometría 226 Hz, reflejos ipsi- y contra- laterales.
- Audiometría vía aérea y vía ósea. Logaudiometría solo versión Plus.
- Impresora térmica integrada opcional.
- Compatible con Maestro Software.



Prueba	Basic	Plus
Timpanometría automática	x	x
Reflejos acústicos automáticos	x	x
2 protocolos automáticos (Timp + Reflex)	x	x
Decaimiento de reflejo acústico	-	x
Audiometría de tono puro (VA y V0)	x	x
Logaudiometría	-	x
Quick SIN	-	Opcional

CÁMARAS SONO-AMORTIGUADAS

Nuestras cámaras sono-amortiguadas de origen nacional están diseñadas para proporcionar un entorno acústicamente controlado, ideal para pruebas y diagnósticos de alta precisión en entornos médicos, industriales o de investigación. Su tecnología de primer nivel permite un aislamiento acústico adecuado que cumple con los estándares nacionales NOM-011- STPS-2001 e internacionales ANSI S.3.1-1999 (R2013).

Algunas características que destacan a nuestras cámaras:


- Desmontable
- Muros con tratamiento aislante acústico de 4"
- Panel de conexiones para audiómetro
- Extractor de aire para ventilación interior
- Ventana de observación 60 x 40 cm, doble cristal de 10 mm
- Repisa exterior para audiómetro
- Rápida instalación



Interior de espuma acústica



Pintura metálica durable



Alfombra de uso rudo

Modelo	Medidas exteriores	Medidas Interiores
Básica	1.1 x 1.1 x 2.1 m	0.9 x 0.9 x 1.9 m
Campo libre	2.0 x 2.0 x 2.1 m	1.8 x 1.8 x 1.9 m
Medidas personalizadas	*	*

**Se recomienda realizar levantamiento del espacio*



Sanibel Supply

Sanibel Supply ofrece consumibles de alta calidad para profesionales de la salud auditiva. Su amplio portafolio incluye olivas auditivas, puntas de sonda, electrodos, accesorios para audífonos y más. Compatible con diferentes marcas de equipo de diagnóstico auditivo como Inventis, Interacoustics, Amplivox, GSI, Otometrcis, entre otras.



OLIVAS AUDITIVAS



ADAPTACIÓN
PERFECTA



PUNTAS DE SONDA



REFACCIONES



ELECTRODOS Y
CABLES



PREPARACIÓN DE
PACIENTE



REMOCIÓN DE
CERÚMEN



OTOSCOPIA



BALANCE



**Escanúa para ver
el catálogo
completo**

SOPORTE TÉCNICO

En Inventis México nuestra prioridad es el cliente, por lo que no solo estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, sino también con la calidad de nuestro servicio. Por lo que, contamos con un grupo de ingenieros altamente capacitados en equipo audiológico para brindar soporte personalizado y especializado.

Nuestro servicio incluye:



Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de diagnóstico auditivo y vestibular de diferentes marcas.



Calibraciones precisas con nuestro equipo de medición Clase I, conforme a las normas internacionales y nacionales.



Soporte técnico remoto para cualquier imprevisto con su equipo o software.



Entrega, instalación y capacitación de equipo audiológico.



Resolución de problemas rápida y eficientemente.



En Inventis México, trabajamos para que su equipo funcione con la misma precisión que sus diagnósticos.



TECHNICAL SUPPORT

