

AGGIORNAMENTO MAESTRO DISPONIBILE

Risoluzione Problemi Di Stampa

ITALIANO

Gentile Cliente,

Desideriamo informarLa che è disponibile **Maestro 1.28.0**, che include la correzione dei problemi di **stampa ed esportazione PDF** verificatisi dopo alcuni *aggiornamenti di Windows*.

Se si utilizza una versione di Maestro precedente alla 1.28.0, aggiornare il software alla versione 1.28.0.

Importante per gli utenti Celesta: Raccomandiamo di attendere prima di aggiornare Maestro fino a quando non sarà disponibile il nuovo software Celesta, previsto per la settimana 39 dell'anno.

L'aggiornamento di Maestro prima di tale data farà sì che Celesta non venga riconosciuto dalla nuova versione.

[SCARICA L'ULTIMA VERSIONE DI MAESTRO](#)

<https://inventis.owncloud.online/s/6PsZzrdM9oXOliA>

Dopo aver scaricato l'installer, procedere con l'aggiornamento di Maestro seguendo le istruzioni a schermo.

Per qualsiasi domanda o per richiedere assistenza, Il nostro servizio di supporto rimane a completa disposizione.

Cordiali saluti,
Inventis Customer Care